

平成 31 年 3 月

お客様 各位

セイリン株式会社 国内営業部
静岡市清水区袖師町 1007-1

セラミック電気温灸器の充電に関するご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素はひとかたならぬご高配ご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、日頃よりご愛顧いただいております「セラミック電気温灸器」は、取扱説明書に記載の通り、6ヶ月に1度必ず満充電まで充電をしていただくようお願い申し上げます。

本製品は、環境や使用方法によって異なりますが、長期間使用しなかった場合、経時劣化を早めてしまい、ご使用出来なくなることがございます。この場合、保証期間内外に関わらず有償の対応となりますので、改めましてご愛用の製品をご確認いただきますようお願い申し上げます。

今後とも品質安全の確保には万全を期してまいり所存ですので、引き続きご愛顧のほど宜しくお願い申し上げます。

敬具